

**КАТАЛОГ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ**

**СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ДОГЛЯДУ**



Харків 2013

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Н	Висота виробу, мм
L	Довжина виробу, мм
В	Ширина виробу, мм
	Допустиме навантаження, кг, не більше
	Маса виробу, кг

ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ

ЗАХИСНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДЯГАЮТЬСЯ НА ТІЛО


ОД.1



с. 4-8

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

ОД.3



с. 9-21

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ, КУПАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ ДУШУ

ОД.4



с. 22-28

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ КИСТЕЙ РУК (РУКАВИЦІ) (код згідно з ISO 9999 - 09 06 15)

ОД.1.2

Рукавиці шкіряні при захворюванні кисті
(6BP.01, 6BP.02/ Полтавське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Запобігання атмосферним впливам та механічним пошкодженням

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **T92.8** Наслідки інших уточнених травм верхньої кінцівки
- ◆ **T95.2** Наслідки після термічного та хімічного опіків, відмороження верхньої кінцівки
- ◆ **Z99.3** Залежність від крісла колісного

ОД.1.2.1.У



Опис конструкції

Складається з верху із шкіри та підкладки

	У	Матеріал підкладки
ОД.1.2.1.	1	Бавовна
ОД.1.2.1.	2	Вовна
ОД.1.2.1.	3	Напіввовна
ОД.1.2.1.	4	Хутро штучне

ОД.1.2.2.1 ОД.1.2.2.3

Рукавиці шкіряні на протези верхніх кінцівок
(6BP.03/ Полтавське КЕПОП)

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІЛЯНКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА АБО НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ (НАКОЛІННИКИ) (код згідно з ISO 9999 - 09 06 18)

ОД.1.3

Наколінник

(5BP.02, 5BP.02.01/ Протезно-ортопедичні підприємства України)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та обмеження рухів в колінному суглобі

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M17.0** Первинний гонартроз двосторонній
- ◆ **M17.1** Другий первинний гонартроз
- ◆ **M17.2** Посттравматичний гонартроз двосторонній
- ◆ **M17.3** Інші посттравматичні гонартрози
- ◆ **M17.4** Інші вторинні гонартрози двосторонні
- ◆ **M17.5** Інші вторинні гонартрози
- ◆ **M17.9** Гонартроз неуточнений

Опис конструкції

Складається з двох стрічок з гуми башмачної та елементів кріплення -шнурівки або застібки текстильної

ОД.1.3



Чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок
(ЗКО.02.01 - ЗКО.02.28, ЗКО.03.01, ЗКО.03.02/
Вінницьке КЕПОП, Житомирське ДЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Поліпшення мікроклімату в приймальній гільзі протезу та захист кукси від механічних впливів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

◆ **Z89** Набута відсутність кінцівки

ОД.1.5.1.1.1.С
ОД.1.5.1.1.2.С



ОД.1.5.1.2.3.С
ОД.1.5.1.2.4.С



С	Матеріал чохла
1	Бавовна
2	Вовна
3	Напіввовна
4	Змішаний
5	Синтетичний

Опис конструкції

Чохли для кукс передпліччя та плеча, гомілки та стегна виготовляють із ниток бавовняних, вовняних, напіввовняних, змішаних та синтетичних конусоподібної форми, без швів, низ закритий закруглений, верх оброблено обметувальним швом

Вкладиші із силіконової композиції

(6КО.04.03-6КО.04.05, ПНК 1915-ПНК 1921/ Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Утримання протеза на куксі та комфортність його носіння

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

◆ **Z89** Набута відсутність кінцівки

ОД.1.5.3-1
ОД.1.5.3-2



Опис конструкції

Складається з вкладиша із силіконової композиції з тканинним покриттям або без нього, з закладним елементом або без нього. Виготовляються армованими або неармованими
ОД.1.5.3-1 - для протезів нижніх кінцівок
ОД.1.5.3-2 - для протезів верхніх кінцівок

Обтуратор

(1BP.01, 1BP.02/ Протезно-ортопедичні підприємства України)


ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Захист поверхні голови осіб з черепно-мозковими травмами

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **T90.1** Наслідки відкритого поранення голови
- ◆ **T90.2** Наслідки перелома черепа та кісток обличчя
- ◆ **T90.8** Наслідки інших уточнених травм голови

ОД.1.6



Опис конструкції

Складається з шапочки зі шкіри, підкладки та пелоту

Суспензорії

(4BP.02/ Протезно-ортопедичні підприємства України)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Протезування осіб з з невправляємими скротальними грижами

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **K40** Пахова грижа
- ◆ **P83.5** Уроджене гідроцеле

ОД.1.7



Опис конструкції

Складається з мішечка зі шкіри або бавовни, поясу, підстегновика та шлейок



Косинки для підтримки руки

(10BP.03, 10BP.07, 10BP.09/ Сімферопольське КЕПОП, Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та підтримка верхньої кінцівки

ОД.1.8



ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M19.1** Посттравматичний артроз інших суглобів
- ◆ **M19.2** Вторинний артроз інших суглобів
- ◆ **M24.4** Вивіхи та підвивіхи, які повторюються
- ◆ **M25.3** Нестабільність суглоба
- ◆ **M25.5** Біль у суглобі
- ◆ **S42.0** Перелом ключици
- ◆ **S42.2** Перелом верхнього кінця плечової кістки
- ◆ **S43.0** Вивіх плечового суглоба
- ◆ **S43.4** Розтягіння та перенапруження капсульно-зв'язкового апарата плечового суглоба
- ◆ **S44** Травма нервів на рівні плечового поясу та плеча

Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів та елементів кріплення (ремені, пряжки, гудзики, шльовки, застібка текстильна)

Подушки абдукційні

(10BP.05, 10BP.05.01/

Сімферопольське КЕПОП, Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Імобілізація верхньої кінцівки у визначеному положенні

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M12.5** Травматична артропатія
- ◆ **S42.2** Перелом верхнього кінця плечової кістки
- ◆ **S43.0** Вивіх плечового суглоба
- ◆ **T92.3** Наслідки вивіха, розтягіння та деформації верхньої кінцівки
- ◆ **T92.4** Наслідки травми нерва верхньої кінцівки

ОД.1.9



Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів, в середину якої розміщено вставку з пінополіуретану, та елементів кріплення (застібка текстильна, застібка-завязка)

Подушки протипролежневі
(ПП-1/ АТ «Ортодопомога»)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Запобігають утворенню пролежнів, дозволяють досягати правильного розподілу навантаги маси тіла користувача і усувають надмірний тиск на окремі ділянки за наявності пролежнів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **Z54.4** Стан одужання після лікування перелома
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z54.9** Стан одужання після неуточненого виду лікування
- ◆ **Z99.3** Залежність від крісла колісного

Опис конструкції

Подушка протипролежнева складається з тканевого знімного чохла та з в'язко - еластичного поліуретанового блоку з ефектом пам'яті

ОД.1.11.1



Н	L	В	 (kg)	 kg
60	420	420	100	1,0

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб


ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R26.2** Труднощі при ходінні некласифіковані
- ◆ **R26.8** Порушення ходи та рухливості неуточнені
- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від інших допоміжних механізмів та пристроїв

Крісла-стілці без коліс не складані, не регулюються за висотою	Крісла-стілці без коліс не складані, не регулюються за висотою, з біотуалетним блоком	Крісла-стілці без коліс не складані, регулюються за висотою
 с. 10	 с. 11	 с. 12
Крісла-стілці без коліс складані, не регулюються за висотою	Крісла-стілці без коліс складані, регулюються за висотою	Крісла-стілці з колесами не складані, не регулюються за висотою
 с. 13	 с. 14	 с. 15-17
Крісла-стілці з колесами не складані, регулюються за висотою	Крісла-стілці з колесами складані, не регулюються за висотою	Крісла-стілці з колесами складані, регулюються за висотою
 с. 18	 с. 19	 с. 20

КРИСЛА-СТИЛЬЦІ

(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

ОД.3.1**КРИСЛА-СТИЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС НЕ СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ****1****2****3****4****Опис конструкції**

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники.

Підніжка відсутня

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-0-0							
760-860	405	550	100	8,5	фіксовані підлокітники	базова надійність	Стоїк 14 НМ 100 (ЗММ.15)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛТаР»
800	425	555	100	8,9		підвищена надійність	мод. 123 МЗ/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-3.4-0							
805	630	600	100	7,8	фіксовані підлокітники м'які сидіння та спинка	базова надійність	СТД-05/ ТОВ «ВК «Діспомед»
800	470	710	100	12,5			СТМ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
3ОД.3.1-1-0-2-1-2-0-0-0							
830	588	590	100	11,5	відкидні підлокітники	підвищена надійність	СТ-1 (ЗММ.01)/ Харківське КЕПОП
850	480	565	100	8,9			мод. 123 МЗ-3/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
4ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-0-0							
750	470	710	90	4,0	фіксовані підлокітники	базова надійність	СТ-2.2.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС НЕ СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З БІОТУАЛЕТНИМ БЛОКОМ**



1



2


Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та біотуалетного блоку, мають фіксовані підлокітники.

Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-2-0							
825	530	530	100	9,25	матеріал рами: сталь	підвищена надійність	СТ-8 (ЗММ.23.01)/ Харківське КЕПОП
800	425	555	100	8,9			мод. 123 МЗ-1/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2 ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-2-0							
840	570	575	100	9,0	матеріал рами: алюмінієвий сплав	підвищена надійність	СтД-07/ ТОВ «ВК «Діспомед»

**КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС НЕ СКЛАДАНІ,
РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2



3

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники.

Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0							
875-915	485	565	100	8,9	відкидні підлокітники	підвищена надійність	мод. 123 МЗ-4/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
625-725	460	560	100	7,0		базова надійність	СтД-06/ ТОВ «ВК «Діспомед»
2ОД.3.1-1-0-1-1-2-1-0-0							
825-865	475	555	100	8,9	фіксовані підлокітники	підвищена надійність	мод. 123 МЗ-2/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
3ОД.3.1-1-0-1-1-1-1-0-0							
710-810	470	710	90	4,5	фіксовані підлокітники	базова надійність	СТ-1.2.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**КРИСЛА-СТИЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники. Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-0-2-2-2-0-0-0							
850	540	570	100	11,5	відкидні підлокітники	підвищена надійність	СТ-1С (ЗММ.01.01)/ Харківське КЕПОП
840	520	530	100	8,8			СТ-5 (ЗММ.13)/ Харківське КЕПОП
855	495	560	100	12,1			мод. 123 М2-1/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2ОД.3.1-1-0-1-2-1-0-0-0							
750	400	600	90	3,5	фіксовані підлокітники	базова надійність	СТС-2.2.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ**(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)****ОД.3.1****КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС СКЛАДАНІ,
РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ****1****2****Опис конструкції**

Складаються з рами зі сталі та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані підлокітники.

Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0							
730-830	510	540	100	6,3	—	базова надійність	ЗММ.21.01/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛТАР»
730-830	550	490	100	5,8		базова надійність	модель 894/ ТОВ «Слайг Медікал»
855-895	495	560	100	12,1		підвищена надійність	мод. 123 М2-3/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-3-0							
855-955	490-510	515	100	8,5	м'яке сидіння	базова надійність	СтД-04/ ТОВ «ВК «Діспомед»
710-810	400	600	100	9,2			СТМС-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**КРІСЛА-СТІЛЬЦІ З КОЛЕСАМИ НЕ СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ****1****Опис конструкції**

Складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники, запобіжні гальма. Підніжка відсутня

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0							
830	615	590	100	13,5	відкидні підлокітники	базова надійність	СТ-2 (ЗММ.02)/ Харківське КЕПОП
970	590	585	100	13,1		підвищена надійність	мод. 123 М1-1/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2ОД.3.1-1-1-1-1-2-0-1-0							
970	590	585	100	13,1	фіксовані підлокітники	підвищена надійність	мод. 123 М1-4/ВАТ «Завод «Артемзварювання»

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ

(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

ОД.3.1

**КРІСЛА-СТІЛЬЦІ З КОЛЕСАМИ НЕ СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2



3



4

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні підлокітники.

Підніжка фіксована або знімна або з відкидною опорою для стоп.

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-0-5							
970	840	585	100	13,1	фіксована підніжка	підвищена надійність	мод. 123 М1-2/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
2 ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-3.4-3							
975	755	600	100	21,2	м'які сидіння та спинка підніжка з відкидною суцільною опорою для стоп запобіжні гальма	підвищена надійність	СТ-3 (ЗММ.03.01)/ Харківське КЕПОП
3 ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.4							
970	960	585	100	13,1	м'які сидіння та спинка знімна підніжка з відкидною складаною опорою для стоп	підвищена надійність	мод. 123/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
4 ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4							
970	895	585	100	13,1	м'які сидіння та спинка знімна підніжка регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп запобіжні гальма	підвищена надійність	мод. 123 М1-3/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
940	990	570	100	18,0		базова надійність	СТРМ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
5 ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.5							
970	960	585	100	13,1	м'які сидіння та спинка знімна фіксована підніжка запобіжні гальма	підвищена надійність	мод. 123.М1/ВАТ «Завод «Артемзварювання»

**КРІСЛА-СТІЛЬЦІ З КОЛЕСАМИ НЕ СКЛАДАНІ,
РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2

Опис конструкції


Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники та запобіжні гальма. Підніжка фіксована або знімна.

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.1-1-1-2-1-2-1-1.3.4-1.2.4							
970-1010	895	585	100	13,1	відкидні підлокітники м'які сидіння та спинка знімна підніжка регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	підвищена надійність	мод. 123 М1-6/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
900-1000	990	570	100	19,0		базова надійність	СТРМ-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
2ОД.3.1-1-1-1-1-2-1-1-5							
970-1010	840	585	100	13,1	фіксовані підлокітники фіксована підніжка	підвищена надійність	мод. 123 М1-5/ВАТ «Завод «Артемзварювання»


**КРИСА-СТІЛЬЦІ З КОЛЕСАМИ СКЛАДАНІ,
НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2



3



4

Опис конструкції

Складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або регульовані за висотою підлокітники, запобіжні гальма, м'яке сидіння та м'яку спинку. Підніжка з відкидною опорою для стоп

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.3.1-2-1-2-2-1-0-1.3.4-3							
870	650	480	50	8,0	фіксовані підлокітники підніжка з відкидною суцільною опорою для стоп	підвищена надійність	АНТ 420 (ЗММ.11.01Д)/ ТОВ «НВЦ «Антей-ЛТД»
920	650	520	50	8,6			АНТ 421 (ЗММ.11.02Д)/ ТОВ «НВЦ «Антей-ЛТД»
2 ОД.3.1-2-1-1-2-1.2-0-1.3.4-3							
650	560	360	50	7,0	фіксовані підлокітники підніжка з відкидною суцільною опорою для стоп	базова надійність	Стоїк-14 НМ 094/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
3 ОД.3.1-1-1-1-2-2-0-1.3.4-1.2.4							
910	910	520	100	13,1	фіксовані підлокітники змінна підніжка регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	базова надійність	СтД-29/ ТОВ «ВК «Діспомед»
940	990	570	100	18,0			СТМП-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
4 ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4							
935	890	540	100	13,0	підлокітники опускаються змінна підніжка регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	базова надійність	СтД-27/ ТОВ «ВК «Діспомед»
950	950	540	100	10,3			модель 692/ ТОВ «Слайг Медікал»
940	990	570	100	18,0			СТМП-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**КРИСЛА-СТІЛЬЦІ З КОЛЕСАМИ СКЛАДАНІ,
РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ**



1



2



3

Опис конструкції

Складається з рами зі сталі та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники, запобіжні гальма.

Підніжка регулюється за висотою або відсутня

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1-0							
745-845	500	530	100	8,0	фіксовані підлокітники підніжка відсутня	базова надійність	СтД-03к/ ТОВ «ВК «Діспомед»
2 ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1.4-0							
935-975	495	560	100	12,1	фіксовані підлокітники м'яка спинка підніжка відсутня	підвищена надійність	мод. 123 М2/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
3 ОД.3.1-1-1-2-2-2-1-1.3.4-1.2.4							
935-975	870	560	100	12,1	відкидні підлокітники м'які сидіння та спинка знімна підніжка	підвищена надійність	мод. 123 М2-2/ВАТ «Завод «Артемзварювання»
900-1000	990	570	100	19,0	регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	базова надійність	СТМР-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

СИДІННЯ ТА ПІДСТАВКИ ДЛЯ УНІТАЗІВ
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 09, 09 12 12)

ОД.3.2

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення додаткової опори під час вставання та сидіння
Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від інших допоміжних механізмів та пристроїв



1

Опис конструкції

Підставка на унітаз складається з рами, підлокітників та наконечників



2

Опис конструкції

Сидіння(надставка) на унітаз виготовляється з полімерних матеріалів за формою унітазів

Н	L	В			Особливості конструкції	Надійність конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.3.2.1							
750	600	500	100 75 - на підлокітники	3,9	—	базова надійність	Стоїк-14 НМ 059 (8ММ.18)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
720	575	515	100 75 - на підлокітники	4,8		підвищена надійність	ПТ-2 (9ММ.01)/ Харківське КЕПОП
710	585/ 350	800/ 630	120	4,3		базова надійність	КТО-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
2ОД.3.2.2							
200	415	400	100	0,6	—	—	Стоїк-14 НМ 071 (8ММ.28) / ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
175	460	420	100	1,0			8ММ.41.01/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»

*

Примітка: Позначка (*) означає, що виріб не постачається у 2013 році

СИДІННЯ ДЛЯ ВАННИ, СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

ОД.4.1

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручного та стійкого положення під час миття

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від допоміжних механізмів та пристроїв

СХІДЦІ, ПІДСТАВКИ ДО ВАНН
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

ОД.4.2

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності користування ванною

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від допоміжних механізмів та пристроїв

ТАБУРЕТИ, СИДІННЯ(СТІЛЬЦІ)
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

ОД.4.3

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності під час миття у ванних кімнатах,
задоволення природних потреб

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z47** Інші види наступної ортопедичної допомоги
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування

УМИВАЛЬНИКИ НА КОЛЕСАХ ТА БЕЗ КОЛІС
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)


ОД.4.4

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності під час умивання, миття

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z47** Інші види наступної ортопедичної допомоги
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування



1



2




3



4



5



6



8



9

Опис конструкції

Сидіння для ванни складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння зі спинкою (або без спинки), яке виготовляють з деревини або полімерних матеріалів

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
1ОД.4.1.1-1.3-2-2						
200	370	630-730	100	4,7	ширина регулюється; має спинку	СВ-1 (8ММ.14)/ Харківське КЕПОП
2ОД.4.1.1-1.4-2-2						
350	385	630-730	100	4,2	ширина регулюється; має спинку	СВ-2 (8ММ.33)/ Харківське КЕПОП
325-380	365	700-840	100	4,0		СгД-02-02/ ТОВ «ВК «Діспомед»
3ОД.4.1.1-1.4-2-1						
170	370	710-850	100	2,0	ширина регулюється; спинка відсутня	СгД-02-01/ ТОВ «ВК «Діспомед»
4ОД.4.1.1-1.3-2-1						
77	710	340	100	1,3	ширина регулюється; спинка відсутня	Стоїк-14 НМ 013 (8ММ.26)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
5ОД.4.1.1-1.4-1-1						
260	390	690	100	2,3	ширина не регулюється; спинка відсутня	Стоїк-14 НМ 064 (8ММ.27)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
180	225	745	100	1,7		8ММ.42.01/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
6ОД.4.1.1-2.4-1-1						
190	230	745	100	1,4	ширина не регулюється; спинка відсутня	СгД-02/ ТОВ «ВК «Діспомед»
7ОД.4.1.1-1.4-1-2						
475	447	710	100	3,97	ширина не регулюється; має спинку	СВС-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
8ОД.4.1.2-1.4-1-1						
185	450	414	80	4,8	ширина не регулюється; спинка відсутня	ДС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»
9ОД.4.1.2-1.4-1-2						
602	450	414	80	5,9	ширина не регулюється; має спинку	ДСС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»

*

Примітка: Позначка (*) означає, що виріб не постачається у 2013 році



Опис конструкції

Східці складаються з рами, до якої кріпляться сходинки з деревини або полімерних матеріалів. Можуть мати поручень

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.2.1						
320	520	410	130	3,4	—	Стоїк-14 НМ 014 (8ММ.19)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
280	500	405	120	2,6		9ММ.09/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»
ОД.4.2.2						
360	370	790	100	5,85	має поручень	Стоїк-14 НМ 014п (8ММ.20)/ ФОП «Скочилов», ТОВ «СЛЛтаР»

*



Опис конструкції

Підставка до ванни складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та поверхні з полімерних матеріалів або поверхні, виконаної з поперечових перекладин

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.2.3						
225	400	300	100	2,3	—	ПВ-2 (9ММ.07)/ Харківське КЕПОП
185	370	415	120	3,4		СОБ-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

Примітка: Позначка (*) означає, що виріб не постачається у 2013 році



1



2



3

Опис конструкції

Табурети складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них).
Може мати виріз для гігієнічних процедур

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.4.3.1-2.4-1-1-2						
190	230	740	100	1,35	підлокітники та виріз відсутні; висота регулюється	СГД-03/ ТОВ «ВК «Діспомед»
2 ОД.4.3.1-2.4-1-2-2						
430-530	470-490	480	100	1,9	підлокітники відсутні; має виріз; висота регулюється	СГД-03-01/ ТОВ «ВК «Діспомед»
3 ОД.4.3.1-1.4-1-1-1						
430	460	500	100	4,5	підлокітники та виріз відсутні; висота не регулюється	СД-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
4 ОД.4.3.1-1.4-2-1-2						
570-675	460	550	100	6,1	має підлокітники; виріз відсутній; висота регулюється	СДр-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»



1




2

Опис конструкції

Стільці складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння та спинки з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них).

Може мати виріз для гігієнічних процедур

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
1 ОД.4.3.2-1.4-2-1-1						
820	530	530	100	9,25	має підлокітники; виріз відсутній; висота не регулюється	СтК-1 (2ММ.07)/ Харківське КЕПОП
2 ОД.4.3.2-1.4-2-1-2						
760- 860	485	520	100	4,0	має підлокітники; виріз відсутній; висота регулюється	СтД-08/ ТОВ «БК «Діспомед»
3 ОД.4.3.2-1.2.4-2-2-2						
730- 830	560	470	100	5,1	має підлокітники; має виріз; висота регулюється	СтД-09/ ТОВ «БК «Діспомед»



Опис конструкції

Складається з трубчастої основи з трьома або чотирма колесами та раковини, що регулюється за висотою, умивальника та ємності, з'єднаної з раковиною шлангом

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.4.1						
1190-1340	850	400	20 (на раковину)	18,8	—	УП-1 (4ММ.01)/ Харківське КЕПОП
1420	840	625	20 (на раковину)	10,5		УП-2 (4ММ.02)/ Харківське КЕПОП

СИСТЕМА ШИФРУВАННЯ КРІСЕЛ-СТІЛЬЦІВ ОД.3.1

В залежності від конструктивних та інших ознак шифр крісел-стілців складається з 8 знаків:

Умове позначення виробу: ОД.3.1-1-2-3-4-5-6-7-8

1 знак за віковою ознакою	2 знак за кількістю коліс	3 знак за наявністю та можливістю складання підлокітників	4 знак за видом рами та способом складання	5 знак за видом матеріалу рами	6 знак за можливістю регулювання висоти	7 знак за наявністю приспосовань та опорядження	8 знак за видом та регулюванням підніжки
1 - для дорослих	0 - колеса відсутні	0 - підлокітники відсутні	1 - не складані	1 - алюмінієвий сплав	0 - не регулюється за висотою	0 - пристосування або опорядження відсутні	0 - підніжка відсутня
2 - для дітей	1 - з 4-ма колесами	1 - підлокітники фіксовані	2 - складані	2 - сталь	1 - регулюється за висотою	1 - гальма запобіжні	1 - знімна підніжка
		2 - підлокітники відкидаються або опускаються		3 - деревина		2 - біотуалетний блок	2 - регулюється за висотою
				4 - полімерні матеріали		3 - м'яке сидіння	3 - з відкидною суцільною опорою для стоп
				5 - інші матеріали		4 - м'яка спинка	4 - з відкидною складаною опорою для стоп
							5 - фіксована підніжка