

## **Базові крісла колісні (Б1)**

*Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням*

### **КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

#### **Б1.1**

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

#### **Б1.2**

- знімні підніжки, регулюються за кутом нахилу
- знімні підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

### **МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям) – за умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки; деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; – за умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів; контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій – за умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки; виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегія, значно виражений, виражений трипарез – за умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Значно виражена атаксія; виражені амиостатические порушення;
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемії).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III ступені).

### **МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати положення «сидячі»;
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливають сидіння.

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.1



**Виробник:**  
ХМУВП “ВОЛЯ”

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:**

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-2 (36 см)  
(модель АЛ.904.2.Н.36)

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-2 (36 см)  
(модель АЛ.904.2.П.36)

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ.904.2.Н.36Р)

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ.904.2.П.36Р)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-2 (42 см)  
(модель АЛ.904.2.Н.42)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-2 (42 см)  
(модель АЛ.904.2.П.42)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ.904.2.Н.42Р)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ.904.2.П.42Р)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

### Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ.904.2.Н.36, АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.Н.42, АЛ.904.2.П.42)  
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ.904.2.Н.36Р, АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.Н.42Р, АЛ.904.2.П.42Р)  
Подушка на сидіння (моделі АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.П.42Р)  
Протиперекидний пристрій (моделі АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.П.42Р)

### Технічні характеристики

АЛ.904.2.Н.36, АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.Н.36Р, АЛ.904.2.П.36Р								
560	360	500	300	195	475	885	100	14,5-16,5
АЛ.904.2.Н.42, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.Н.42Р, АЛ.904.2.П.42Р								
630	420	500	300	195	475	885	100	15,0-17,0

### Примітка.

Моделі з позначкою “Р” відносяться до підгрупи Б1.2

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.1



**Виробник:**  
ХМУВП "ВОЛЯ"

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:**

- КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ907.2.Н.36)
- КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ907.2.П.36)
- КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ907.2.Н.36Р)
- КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)  
(модель АЛ907.2.П.36Р)
- КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ907.2.Н.42)
- КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ907.2.П.42)
- КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ907.2.Н.42Р)
- КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)  
(модель АЛ907.2.П.42Р)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ.907.2.Н.36, АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.Н.42, АЛ.904.7.П.42)  
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ.907.2.Н.36Р, АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.Н.42Р, АЛ.907.2.П.42Р)  
Подушка на сидіння (моделі АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.П.42Р)  
Противеркидний пристрій (моделі АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.П.42Р)

## Технічні характеристики

АЛ.907.2.Н.36, АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.Н.36Р, АЛ.907.2.П.36Р									
570	360	510	390	195	470	910	100	15,5-17,5	
АЛ.907.2.Н.42, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.Н.42Р, АЛ.907.2.П.42Р									
625	420	510	390	195	470	910	100	16,0-18,0	

## Примітка.

Моделі з позначкою "Р" відносяться до підгрупи Б1.2

**Базові крісла колісні підвищеної надійності (БН1)**

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

**БН1.1**

- фіксовані або знімні підніжки,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - тримачі для ніг

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки; виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта). Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегія, значно виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатичні порушення;
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемії).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III ступені).
- Дитячий церебральний параліч (легкі та середньої важкості стадії)

**МЕДИЧНІ  
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливають сидіння.

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

## Підгрупа БН1.1



**Виробник:**  
НВЦ «Антей ЛТД»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:**  
**КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2-Д (34 см)**  
**(модель КДР-1030-1)**

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння знімне  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється за висотою  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального положення

### Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Знімна передня рукоятка для тримання

### Технічні характеристики

570	340	350-380	200	440	1000	60 (kg)	13,0

## Підгрупа Р2.1

**КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д (34 см) (модель КДР-1030-2)**  
**КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д (34 см) (модель КДР-1030-3)**

Моделі КДР-1030-2 та КДР-1030-3 мають такі ж технічні характеристики, як і КДР-1030-1, але відносяться до підгрупи Р2.1 та відрізняються додатковим оснащенням

### Додаткове оснащення

Бічні упори для голови (тільки модель КДР-1030-3)  
Валик для збереження зазору між ногами  
Суцільна підставка під гомілки  
Тримачи для ніг  
Задники-тримачі  
Запобіжний пояс  
Знімна передня рукоятка для тримання

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа БН1.1



**Виробник:**  
НВЦ «Антей ЛТД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:**  
**КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2-Д (32 см)**  
(модель КДР-1040-1)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння знімне  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється за висотою  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального положення

### Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Знімна передня рукоятка для тримання

### Технічні характеристики

550	320	300	200	420	1010	50	10,5

## Підгрупа Р2.1

**КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д (32 см) (модель КДР-1040-2)**  
**КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д (32 см) (модель КДР-1040-3)**

Моделі КДР-1040-2 та КДР-1040-3 мають такі ж технічні характеристики, як і КДР-1040-1, але відносяться до підгрупи Р2.1 та відрізняються додатковим оснащенням

### Додаткове оснащення

Бічні упори для голови (тільки модель КДР-1040-3)  
Валик для збереження зазору між ногами  
Суцільна підставка під гомілки  
Тримачи для ніг  
Задники-тримачі  
Запобіжний пояс  
Знімна передня рукоятка для тримання

***Крісла колісні з розширеними функціями (P1)***

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

**P1.1**

- знімні підніжки, регулюється кут нахилу
- знімні підлокітники, регулюються по висоті
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - підголовник, валик для збереження зазору між ногами, бічні упори для голови

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки; виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегія, значно виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатичні порушення; -
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемії).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III ступені);
- Дитячий церебральний параліч (найбільш важкі стадії);
- Наслідки ураження хребта та спинного мозку, що не дають самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у сукупності з вадами та дефектами нижніх кінцівок - у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою;
- Міопатії та споріднені захворювання.

**МЕДИЧНІ  
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливають сидіння.

**Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух  
супроводжуючою особою**

**КК.1**

**Підгрупа P1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

**КК.1-5-2-5-5-9.8-5-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4  
(48 см)  
(модель ОККСА)**

**Конструктивні особливості  
моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка  
регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не  
втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння знімне  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою  
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

**Додаткове оснащення**

Підголівник  
Бічні упори для тіла  
Валик для збереження зазору між ногами  
Складові підставки під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

**Технічні характеристики**

595	485	460	375	155	520	1105	100 (kg)	25,0 (kg)

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

## Підгрупа P1.1



### Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

### Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

КК.1-4-1-5-5-5.5-4-1-2-1.2.3.7-2.4.8.9.14.17.18-1-1-3-Д (38 см)

КК.1-4-1-5-5-5.7-4-1.9-2-1.2.3.7-2.4.8.9.14.17.18-1-1-3-Д (38 см)

(модель КкД-15)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну  
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
 Сидіння знімне (додаткова функція: регулювання ефективної ширини сидіння - 410-440 мм (з кроком 10 мм))  
 Підлокітники короткі  
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота  
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
 Спинка - знімна

### Додаткове оснащення

Підголівник  
 Бічні упори для тіла  
 Валик для збереження зазору між ногами  
 Суцільна підставка під гомілки  
 Запобіжний пояс  
 Протиперекидний пристрій  
 Робоче гальмо

### Технічні характеристики

540	380	370	390	148	465-680	975	75	19,0
540	380	415	390	148	465-680	975	75	19,2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

**Підгрупа P1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:**

КК.1-4-2-5-5-4.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4-Д (32 см)

КК.1-4-2-5-5-5.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4-Д (36 см)

(модель КкД-16)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну  
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
 Сидіння знімне  
 Підлокітники короткі  
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу  
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
 Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

## Додаткове оснащення

Підголівник  
 Бічні упори для тіла  
 Валик для збереження зазору між ногами  
 Складові підставки під гомілки  
 Запобіжний пояс  
 Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

480	320	415	375	153	510 (780)	1120	75	23,0	
520	360	415	375	153	510 (780)	1120	75	23,0	

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

**Крісла колісні з розширеними функціями  
підвищеної надійності (P2)**

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

**P2.1**

- фіксовані або знімні підніжки,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - валик для збереження зазору між ногами, бічні упори для голови, бічні упори для тіла та задники-тримачи

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки; виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегія, значно виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатические порушення; -
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемі).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III ступені);
- Дитячий церебральний параліч (найбільш важкі стадії);
- Наслідки ураження хребта та спинного мозку, що не дають самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у сукупностях з вадами та дефектами нижніх кінцівок - у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою;
- Міопатії та споріднені захворювання.

**МЕДИЧНІ  
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливають сидіння.

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

**Підгрупа P2.1**



**Виробник:**  
НВЦ «Антей ЛТД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:**

**КК.1-1-2-2-3-3.1-1-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-1-Д (30 см) (модель КДР-1010)**









## Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
 Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну  
 Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватися на колесах  
 Сидіння фіксоване  
 Підлокітники подовжені  
 Підніжка знімна, регулюється за висотою  
 Система опори тіла - фіксована  
 Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального положення

## Додаткове оснащення

Бічні упори для голови  
 Бічні упори для тіла  
 Валик для збереження зазору між ногами  
 Суцільна підставка під гомілки  
 Задники-тримачі  
 Запобіжний пояс

## Технічні характеристики

							
520	300	260	160	350	930	30 (kg)	8,5

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

**Підгрупа P2.1**



**Виробник:**  
НВЦ «Антей ЛТД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.1-2-2-2-3-4.2-2-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-2-Д (33 см)  
(модель КДР-1020)









## Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватися на колесах  
Сидіння фіксоване  
Підлокітники подовжені  
Підніжка знімна, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального положення

## Додаткове оснащення

Бічні упори для голови  
Бічні упори для тіла  
Валик для збереження зазору між ногами  
Суцільна підставка під гомілки  
Задники-тримачі  
Запобіжний пояс

## Технічні характеристики

							
550	330	270-290	200	420	1010	50 (kg)	13,8

# Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

# КК.1

## Підгрупа P2.1



**Виробник:**  
НВЦ «Антей ЛТД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:**

КК.1-8-0-2-2-3.3-2-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2-Д (30 см)  
(модель КДР-1050)

КК.1-8-0-2-2-5.5-3-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2-Д (36 см)  
(модель КДР-1060)

### Конструктивні особливості моделі

Кут між сидінням та спинкою незмінний (регулюється вся система підтримки тіла)  
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах  
Сидіння знімне  
Підлокітники похилі  
Підніжка з відкидною суцільною опорою для стопи, регулюється за висотою та кутом нахилу  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - фіксована

### Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами  
Суцільна підставка під гомілки  
Тримачі для ніг  
Задники-тримачі  
Запобіжний пояс

### Технічні характеристики

<b>КДР-1050</b>							
570	300	300	310	400	900	50	13,0
<b>КДР-1060</b>							
600	360	370	310	500	1000	60	15,2