

**КРИСЛА КОЛІСНІ
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ
ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС**

КК.3

Крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

***Крісла колісні з розширеними функціями
підвищеної надійності (Р1)***

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

Б1.1

- підніжка - регулюється за висотою;
- знімні підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота,
- матеріал рами - сталь

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

Р1.1

- підніжка - регулюється кут нахилу,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

Р1.2

- підніжка - регулюється кут нахилу,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - сидіння з гігієнічним отвором

Р1.3

- підніжка - регулюється кут нахилу,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, бічні упори для голови, бічні упори для тіла

Р1.4

- підніжка - регулюється кут нахилу,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - регулюється по горизонталі і вертикалі (сидіння, підніжка і спинка регулюються одночасно до вертикального або горизонтального положення),
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, бічні упори для голови

Крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою;
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок).
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктювих або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Контрактури у колінному та тазостегновому суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації

КРИСЛА КОЛІСНІ З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС

КК.3

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної надійності (P1)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:

- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктювих або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірною розумовою відсталістю із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

***Крісла колісні з розширеними функціями
підвищеної надійності (P1)***

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Тетраплегія та тетрапарез
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа P1.1



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-5-1-8-2-5-4-10-1-3.7-5.9-1.2-6-3-Д (33 см)
(модель КСД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

550	330	355	492	150	425-475	840	75 (kg)	17,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа P1.1



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-0-2-2-1-8-5-10-1-3.6.8-9-7-5-6 (46,5 см)
(модель КЛК)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне не складається
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно зі спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

740	465	500	694	212	560	1265	100 (kg)	33,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа P1.1



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-5-2-2-4-4-10-1-3.6.8-9.14-7-5-3-Д (33 см)
(модель ККД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно зі спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	75 (kg)	19,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа P1.2



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-9.14-7-5-3-Д (33 см)
(модель КДС)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване, з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно зі спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	75 (kg)	19,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа Р1.3



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-2.3.4.9.14-7-5-4-Д (33 см)
(модель КДС-1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване, з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно зі спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголовник
Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	1100	75 (kg)	23,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

КК.3

Підгрупа P1.4



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.3-6-5-1-1-6-5-4-1-8-2.3.10.12.14-5-5-8 (40 см)
(модель КЛУ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне не складається
Сидіння - регулюється кут нахилу
Підлокітники подовжені
Підніжка - регулюється кут нахилу одночасно зі спинкою
Система опори тіла – регулюється сидіння, підніжка і спинка одночасно до горизонтального або вертикального положення
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для голови
Складові підставки під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

695	400	500	694	212	560	1300-1800	100 (kg)	50,0