

**КРИСЛА КОЛІСНІ
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНИМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА**

КК.4.1.1

Базові крісла колісні підвищеної надійності до 100 кг (Б1)

Базові крісла колісні підвищеної надійності понад 125 кг (Б2)

Умови експлуатування - для пересування поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

Б1.1

- підніжка - знімна,
- фіксовані або знімні підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

Б1.2

- підніжка - знімна,
- підлокітники - регулюються,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - задники-тримачі, запобіжний пояс, пристосування для милиць

Б1.3

- підніжка - фіксована,
 - знімні підлокітники,
 - спинка - фіксована,
 - система опори тіла - фіксована,
 - матеріал рами - сталь,
 - додаткове оснащення - робоче гальмо
- Триколісне крісло колісне

Б2.1

- підніжка - знімна,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

Б2.2

- підніжка - знімна,
- підлокітники - регулюються,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - задники-тримачі, запобіжний пояс, пристосування для милиць

Б2.3

- підніжка - знімна,
- фіксовані підлокітники,
- спинка - фіксована,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, задники-тримачі, запобіжний пояс, пристосування для милиць, робоче гальмо

Базові крісла колісні підвищеної надійності до 100 кг (Б1)

Базові крісла колісні підвищеної надійності понад 125 кг (Б2)

Умови експлуатування - для пересування поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
 - Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
 - Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
 - Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
 - Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок).
- Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок**

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Крісла колісні з двуручним керуванням важільним приводом на задні колеса

КК.4.1.1

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.1

Виробник:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

- | | |
|---|---|
| КК.4.1.1-8-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178) | КК.4.1.1-9-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178) |
| КК.4.1.1-8-1-5-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-21) | КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-01) |
| КК.4.1.1-8-1-2-2-5-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-24) | КК.4.1.1-0-1-2-2-7-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-13) |
| КК.4.1.1-8-1-5-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-26) | КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-15) |
| КК.4.1.1-8-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-28) | КК.4.1.1-0-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-17) |
| КК.4.1.1-9-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178) | |
| КК.4.1.1-9-1-5-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-31) | |
| КК.4.1.1-9-1-2-2-6-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-34) | |
| КК.4.1.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-36) | |
| КК.4.1.1-9-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-38) | |



Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані або знімні або регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі або подовжені (можливість опускання)
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

660	370	400	500	320	450	920	100 (kg)	27,0
680	390	400	500	320	450	920	100	27,0
710	420	400	500	320	450	920	100	27,0

Крісла колісні з двуручним керуванням важільним приводом на задні колеса

КК.4.1.1

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.4.1.1-9-1-5-5-6-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (40 см)
(модель ДККРС-2-01-40)

КК.4.1.1-0-1-5-5-7-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (44 см)
(модель ДККРС-2-01-44)

КК.4.1.1-0-1-5-5-9-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (48 см)
(модель ДККРС-2-01-48)

КК.4.1.1-0-1-5-5-10-7-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (52 см)
(модель ДККРС-2-01-52)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Складові підставки під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

ДККРС-2-01-40								
690	400	435	500	300	525	990	100	38,1
ДККРС-2-01-44								
730	440	435	500	300	525	990	100	38,2
ДККРС-2-01-48								
770	480	435	500	300	525	990	100	38,3
ДККРС-2-01-52								
810	520	435	500	300	525	990	130	38,4

Примітки.

Підгрупа Б2.2 Модель ДККРС-2-01-52 відноситься до цієї підгрупи

Моделі ДККРС-2-01-40(44,48,52) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

Крісла колісні з двуручним керуванням важільним приводом на задні колеса

КК.4.1.1

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (38 см)

(модель ДККС-3-01-38)

КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (43 см)

(модель ДККС-3-01-43)

КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (46 см)

(модель ДККС-3-01-46)

КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (50 см)

(модель ДККС-3-01-50)

КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (38 см)

(модель ДККС-3-02-38)

КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (43 см)

(модель ДККС-3-02-43)

КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (46 см)

(модель ДККС-3-02-46)

КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-7 (50 см)

(модель ДККС-3-02-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс (моделі ДККС-3-02-38(43, 46, 50))

Технічні характеристики

ДККС-3-01-38, ДККС-3-02-38, ДККС-3-01-43, ДККС-3-02-43								
700 750	380 430	400	505	305	490	1000	100	33,0- 34,7
ДККС-3-01-46, ДККС-3-02-46								
780	460	400	505	305	490	1000	100	33,5- 34,9
ДККС-3-01-50, ДККС-3-02-50								
820	500	400	505	305	490	1000	130	33,8- 35,2

Примітки.

Підгрупа Б2.2

Моделі ДККС-3-01-50 та ДККС-3-02-50 відносяться до цієї підгрупи

Моделі ДККС-3-01-38(43,46,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

**Крісла колісні
з двуручним керуванням
важільним приводом на задні колеса**

КК.4.1.1

Підгрупа Б1.3



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.4.1.1-0-1-7-5-7-5-6-2-6-18-7-6-5 (43,5 см)
(модель КД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною суцільною опорою стопи
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Робоче гальмо

Технічні характеристики

730	435	440	492	492	500	920	100 (kg)	30,0

Крісла колісні з двуручним керуванням важільним приводом на задні колеса

КК.4.1.1

Підгрупа Б2.1



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-6-01-43)

КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-6-01-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

ДККС-6-01-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	35,1
ДККС-6-01-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	35,4

Крісла колісні з двуручним керуванням важільним приводом на задні колеса

КК.4.1.1

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.3



Виробник:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9.13.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-01-43)

КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9.13.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-01-46)

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-02-43)

КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-02-46)

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9.13.14.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-03-43)

КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9.13.14.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-03-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Робоче гальмо
Подушка на сидіння (моделі ДККС-2-02-43(46))
Запобіжний пояс (моделі ДККС-2-03-43(46))

Технічні характеристики

ДККС-2-01-43, ДККС-2-02-43, ДККС-2-03-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	36,4-37,8
ДККС-2-01-46, ДККС-2-02-46, ДККС-2-03-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	36,7-38,1

Примітка.

Моделі ДККС-2-02-43(46) додатково оснащені пристосуваннями для милиць