

**Базові крісла колісні (Б1)**

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

**Б1.1**

- фіксовані підніжки,
- фіксовані або знімні підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь

**Б1.2**

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована або відкидна спинка,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; куksi обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою;
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку і деформації обох нижніх кінцівок).
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

**МЕДИЧНІ  
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні куksi на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.1



**Виробник:**  
**ТОВ «Слайг-Медікал»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

**КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (36 см)**

**КК.2-5-1-2-2-6-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (39 см)**

**КК.2-6-1-2-2-7-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (42 см)**

**КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (45 см)**

**КК.2-0-1-2-2-9-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (48 см)**

**(модель 874)**

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою, фіксована  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – фіксована

### Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

### Технічні характеристики

605	360	555	610	197	455	920	100 (kg)	18,5
635	390	555	610	197	455	920	100	18,5
665	420	555	610	197	455	920	100	18,5
695	450	555	610	197	455	920	100	18,5
725	480	555	610	197	455	920	100	18,5

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.1



**Виробник:**  
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-2-2-5-3-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (35 см)

КК.2-5-1-2-2-7-4-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (41 см)

КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (46 см)  
(модель ККСА)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – фіксована

### Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

### Технічні характеристики

570	350	360	605	150	430	910	60	13,0
630	410	400	605	150	430	910	75	13,0
690	460	400	605	150	430	910	100	13,2

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.1



**Виробник:**  
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-2-2-5-3-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (35 см)

КК.2-5-1-2-2-7-4-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (41 см)

КК.2-6-1-2-2-8-5-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (46 см)

(модель ККСАШ)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі  
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – фіксована

### Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

### Технічні характеристики

570	350	360	605	150	430	910	60	13,0
630	410	400	605	150	430	910	75	13,0
690	460	400	605	150	430	910	100	13,3

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

**Підгрупа Б1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:**  
 КК.2-5-1-8-2-5-3-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)  
 КК.2-5-1-8-2-5-3-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)  
 КК.2-5-1-8-2-5-3-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)  
 КК.2-5-1-8-2-5-3-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)  
 (модель ККС-01)  
 КК.2-5-1-8-2-7-4-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)  
 КК.2-5-1-8-2-7-4-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)  
 КК.2-5-1-8-2-7-4-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)  
 КК.2-5-1-8-2-7-4-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)  
 (модель ККС-02)  
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)  
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)  
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)  
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)  
 (модель ККС-03)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
 Сидіння складається  
 Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються  
 Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою (або обертається та регулюється за висотою)  
 Система опори тіла – фіксована  
 Спинка – фіксована

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
 Суцільна підставка під гомілки  
 Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

<b>ККС-01</b>									
580	380	400	610	150	415	920	50	17,0	
<b>ККС-02</b>									
620	420	420	610	150	415	920	75	17,0	
<b>ККС-03</b>									
660	460	420	610	150	415	920	100	17,2	

### Примітка.

Деякі варіанти виконання моделей ККС-01, ККС-02 та ККС-03 відносяться до підгрупи Б1.2

**Крісла колісні  
з подвійним ручним керуванням  
від задніх коліс**

**КК.2**

**Підгрупа Б1.2**



**Виробник:**  
**ТОВ «Константа ЕКСПО»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
**КК.2-5-1-2-2-4-2-6-1-2.3.7-9.18-7-4-2-Д (35 см)**  
**(модель КДСА)**

**Конструктивні особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюється  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається та регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - відкидна

**Додаткове оснащення**

Суцільна підставка під гомілки  
Робоче гальмо

**Технічні характеристики**

590	350	300	610	150	390	860	50 (kg)	14,8

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

Підгрупа Б1.2



**Виробник:**  
ТОВ «Слайг-Медікал»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-5-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (35 см)

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (41 см)

КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (44 см)

(модель 908)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники - короткі, опускаються або обертаються або відкидаються  
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

## Технічні характеристики

550	350	520	610	149	485	945	100 (kg)	18,0
580	380	520	610	149	485	945	100	18,0
610	410	520	610	149	485	945	100	18,0
640	440	520	610	149	485	945	100	18,0

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

**Підгрупа Б1.2**



**Виробник:**  
**ТОВ «Слайг-Медікал»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35 см)  
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38 см)  
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (41 см)  
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (44 см)  
(модель 909)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники - короткі, опускаються або обертаються або відкидаються  
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

## Технічні характеристики

570	350	510	610	197	470	945	100	18,0
600	380	510	610	197	470	945	100	18,0
630	410	510	610	197	470	945	100	18,0
630	440	510	610	197	470	945	100	18,0

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

**Підгрупа Б1.2**



**Виробник:**  
**ТОВ «Слайг-Медікал»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

**КК.2-4-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (35 см)**

**КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)**

**КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (41 см)**

**КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)**

**(модель 901)**

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені  
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

## Технічні характеристики

535	350	490	610	192	485	885	100 (kg)	18,5
590	380	490	610	192	485	885	100	18,5
615	410	490	610	192	485	885	100	18,5
645	440	490	610	192	485	885	100	18,5

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа Б1.2



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-3-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (32 см)

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35 см)

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (41 см)

КК.2-6-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (43 см)

КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (46 см)  
(модель КкД-18)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка  
регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає  
можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники - подовжені  
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою  
стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

### Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

### Технічні характеристики

555	320	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5
582	350	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5
615	380	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5
640	410	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5
665	430	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5
695	460	450	600	185	485	900	100 (kg)	19,5