

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

Б2.1

- фіксовані підніжки,
- фіксовані підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь

Б2.2

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована або відкидна спинка,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - може бути оснащено задниками-тримачами

Б2.3

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- знімна спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- регулюється колісна база

Б2.4

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь ,
- оснащені суцільногумовими або пневматичними передніми колесами

Б2.5

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- знімна спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- регулюється колісна база,
- додаткове оснащення - маленькі колеса для пересування в приміщенні, жорстка вставка у сидіння, швидкознімні задні колеса

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою;
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок).
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.1



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-2-2-6-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (40 см)
- КК.2-6-1-2-2-7-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (42, 44 см)
- КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (46 см)
(модель 277)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	380	530	600	150	485-500	900	100	15,3
655	400	530	600	150	485-500	900	100	15,3
675	420	530	600	150	485-500	900	100	15,3
695	440	530	600	150	485-500	900	100	15,3
705	460	530	600	150	485-500	900	100	15,3

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.2



Виробник:
«Sunrise Medical», Іспанія

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (35 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (41 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (44 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (47 см)
- КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (50 см)
(модель Breezy 250)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	350	420	610	195	390-450	960	100 (kg)	17,0
590	380	420	610	195	390-450	960	100	17,0
620	410	420	610	195	390-450	960	100	17,0
650	440	420	610	195	390-450	960	100	17,0
680	470	420	610	195	390-450	960	100	17,0
710	500	420	610	195	390-450	960	100	17,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.2



Виробник:
«Sunrise Medical», Іспанія

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (35 см)

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (41 см)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (44 см)

КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (47 см)

КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (50 см)
(модель Breezy 250P)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	350	420	610	195	390-450	960	100	17,5
590	380	420	610	195	390-450	960	100	17,5
620	410	420	610	195	390-450	960	100	17,5
650	440	420	610	195	390-450	960	100	17,5
680	470	420	610	195	390-450	960	100	17,5
710	500	420	610	195	390-450	960	100	17,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б2.2



Виробник:
«Sunrise Medical», Іспанія

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (35,5 см)
 КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (38,5 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (41,5 см)
 КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (44,5 см)
 КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (47,5 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (50,5 см)
 (модель Breezy 300)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі, відкидаються
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
 Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	355	420	610	195	390-450	950	100 (kg)	13,7
590	385	420	610	195	390-450	950	100	13,7
620	415	420	610	195	390-450	950	100	13,7
650	445	420	610	195	390-450	950	100	13,7
680	475	420	610	195	390-450	950	100	13,7
710	505	420	610	195	390-450	950	100	13,7

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.2



Виробник:

«Sunrise Medical», Іспанія

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (35,5 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (38,5 см)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (41,5 см)

КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (44,5 см)

КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (47,5 см)

КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (50,5 см)
(модель Breezy 300P)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	355	420	610	195	390-450	950	100	14,0
590	385	420	610	195	390-450	950	100	14,0
620	415	420	610	195	390-450	950	100	14,0
650	445	420	610	195	390-450	950	100	14,0
680	475	420	610	195	390-450	950	100	14,0
710	505	420	610	195	390-450	950	100	14,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.2



Виробник:
ПП «ФОРВАРД-ОРТО»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (34 см)
- КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (42 см)
- КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (46 см)
- КК.2-6-1-5-2-9-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (48 см)
(модель SWC)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі
Противертевий пристрій

Технічні характеристики

555	340	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
595	380	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
635	420	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
675	460	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
695	480	570	595	195	490	960-1045	100	19,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.3



Виробник:
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 (36,5 см)
(моделі КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-1)

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 (38,5; 40,5 см)
(моделі КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-2,
КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-3)

КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 (42,5 см)
(моделі КСІ-1-1М-4Б, КСІ-1-1М-4)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

І		ІІ		ІІІ		ІV		V		VI		VII		VIII	
К		К		К		К		К		К		К		К	
КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-1															
600	365	400	595	180	510	950	100	21,0							
КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-2															
620	385	400	595	180	510	950	100	21,0							
КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-3															
640	405	400	595	180	510	950	100	21,0							
КСІ-1-1М-4Б, КСІ-1-1М-4															
660	425	400	595	180	510	950	100	21,0							

Примітка.

1 У всіх моделей регулюється колісна база

2 Моделі КСІ-1-1М-1, КСІ-1-1М-2, КСІ-1-1М-3, КСІ-1-1М-4 по технічним характеристикам співпадають з моделями КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-4Б відповідно, але відносяться до підгрупи Б2.5

Це обумовлено наявністю у них додаткових маленьких коліс для пересування в приміщенні, жорсткої вставки у сидіння та швидкознімних коліс

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б.2.3



Виробник:
Харківське КЕПОП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-17-7-5-4 (40,5 см)
(модель КК.Х-1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована (регулюється колісна база)
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

625	405	590	590	150	505	855	100 (kg)	20,5

Примітка: крісло колісне КК.Х-1 не постачається у 2013 році

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б2.4



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-4 (41,5 см)
(модель КАС)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	415	430	611	212	510	935	100 (kg)	21,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б2.4



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-4-1-8-5-4-4-6-1-1.2.3.7-6.9-7-6-3-Д (33 см)
(модель КЛСД)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ










Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

								
550	330	430	611	150	540	860	75	19,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б2.4



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)
(модель КК-1-00)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
(модель КК-1-01)

КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)
(модель КК-1-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КК-1-00								
560	380	415	611	212	480	935	100	17,5
КК-1-01								
600	420	415	611	212	480	935	100	18,0
КК-1-02								
640	460	415	611	212	480	935	100	18,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б2.4



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (40 см)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)

КК.2-6-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (44 см)

КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)

(модель КІС-1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Противертевий пристрій

Технічні характеристики

600	380	425	610	195	540	1010	100 (kg)	18,5
640	400	425	610	195	540	1010	100	18,5
660	420	425	610	195	540	1010	100	18,5
680	440	425	610	195	540	1010	100	18,5
700	460	425	610	195	540	1010	100	18,5

Примітка.

Ця модель крісла колісного має пневматичні передні колеса