

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної надійності (P2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

P2.1

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав

P2.2

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована або знімна спинка,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу та по вертикалі,
- матеріал рами - сталь
- колісна база - фіксована або регулюється за кутом нахилу

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта.
- Контрактури в колінному та гомілковостопному суглобі.
- Порушення функції сфінктерного апарату- за умов наявності гігієнічного отвору у кріслі колісному.
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим кутом нахилу
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори стопи з регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної спинки
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невідповідних положеннях у сукупностях з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа P2.1



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

**К.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (38 см)
(модель ККСК)**

**КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (42 см)
(модель ККСК-01)**

**КК.2-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (46 см)
(модель ККСК-02)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ККСК								
580	380	410	611	150	500	935	100	18,0
ККСК-01								
620	420	410	611	150	500	935	100	18,0
ККСК-02								
660	460	415	611	150	500	935	100	18,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа P2.1



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

**КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (38 см)
(модель КК)**

**КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (42 см)
(модель КК-01)**

**КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (46 см)
(модель КК-02)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Противеревий пристрій

Технічні характеристики

КК								
565	380	395	611	150	500	945	100	17,5
КК-01								
605	420	395	611	150	500	945	100	18,0
КК-02								
645	460	395	611	150	500	945	100	18,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа P2.1



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-5-5-5-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (38 см)

КК.2-5-1-5-5-6-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (40 см)

КК.2-6-1-5-5-7-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (42 см)
(модель 128)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота, положення по горизонталі та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Противерекідний пристрій

Технічні характеристики

630	380	400	600	140	450	830	100 (kg)	18,0
650	400	400	600	140	450	830	100	18,0
670	420	400	600	140	450	830	100	18,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа P2.1



Виробник:
ПП «ФОРВАРД-ОРТО»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (34 см)
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (42 см)
КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (46 см)
(модель АWC)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

560	340	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
600	380	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
640	420	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
680	460	565	590	195	490	955-1035	100	17,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа P2.2



Виробник:
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.15.17-7-1-4 (38,5 см)
(моделі КСІ-1-1 «Іскра», КСІ-1 «Іскра»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Приставний столик
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

620	385	420	595	180	510	950	100 (kg)	22,0

Примітка: крісло колісне КСІ-1 «Іскра» не постачається у 2013 році

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа P2.2



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-1-8-5-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-4 (41,5 см)
(модель КЛСТ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбічне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	415	430	611	212	510	935	100 (kg)	23,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа P2.2



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-1-8-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (38 см)
 (модель ККСН)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (42 см)
 (модель ККСН-01)
КК.2-6-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (46 см)
 (модель ККСН-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
 Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ККСН								
580	380	415	611	150	430-510	880-960	100	18,0
ККСН-01								
620	420	415	611	150	430-510	880-960	100	18,0
ККСН-02								
670	460	415	611	150	430-510	880-960	100	18,0

Примітка.

Ці моделі крісел колісних постачаються з сидінням-ношилками

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа P2.2



Виробник:
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-1.5.9.15.17-7-1-4 (36,5 см)
(модель КСІ-1-1М-1А)

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-1.5.9.15.17-7-1-4 (38,5;
40,5 см)

(моделі КСІ-1-1М-2А, КСІ-1-1М-3А)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Приставний столик
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КСІ-1-1М-1А								
600	365	400	595	190	510	950	100	22,0
КСІ-1-1М-2А								
620	385	400	595	190	510	950	100	22,0
КСІ-1-1М-3А								
640	405	400	595	190	510	950	100	22,0

Примітка.

Моделі КСІ-1-1М-1А, КСІ-1-1М-2А, КСІ-1-1М-3А додатково обладнані маленькими колесами для пересування в приміщенні, жорсткою вставкою у сидіння, швидкознімними колесами, пневматичними передніми колесами