

Активні базові крісла колісні (АБ1)

Активні базові крісла колісні підвищеної надійності (АБ2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

АБ1.1

- фіксовані підніжки (регулюються за висотою),
- знімні підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база),
- матеріал рами - сталь

АБ2.1

- фіксовані підніжки (регулюються за висотою),
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база),
- матеріал рами - сталь або титановий сплав

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох гомілок або стегна та гомілки, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям, кукси обох стегон*);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної до 90° контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, тазу).
- Збережена або компенсаторно розвинена функція верхніх кінцівок

Примітка: перед видачею активного крісла колісного необхідно обов'язкове інструктування щодо правил користування

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа АБ1.1



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-4-4-2-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (34 см)

КК.2-5-2-8-4-5-4-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (36 см)

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (38 см)
(модель ККА)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

590	340	300	548	120	500	705	50	15,0
620	360	320	548	120	500	705	75	15,0
650	380	340	548	120	500	705	100	15,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа АБ2.1



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-7-5-2А (36, 38 см)

КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3-3-9-7-5-2А (40 см)

(модель 201)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

580	360	385	600	125	470	830	100 (kg)	11,5
600	380	385	600	125	470	830	100	11,5
620	400	385	600	125	470	830	100	11,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа АБ2.1



Виробник:
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-9.17-7-5-2А (34 см)
(модель КСІ-1-2-1Б «Іскра»)
- КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9.17-7-5-2А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2Б «Іскра»,
модель КСІ-1-2-3Б «Іскра»)
- КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-1.5.9.17-7-5-3А (34 см)
(модель КСІ-1-2-1 «Іскра»)
- КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-1.5.9.17-7-5-3А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2 «Іскра»,
модель КСІ-1-2-3 «Іскра»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки, подушка на сидіння (моделі КСІ-1-2-1(2,3)«Іскра»)
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КСІ-1-2-1Б								
575	340	410	590	120	480	875	100	15,0
КСІ-1-2-2Б								
595	360	410	590	120	480	875	100	15,0
КСІ-1-2-3Б								
615	380	410	590	120	480	875	100	15,0
КСІ-1-2-1								
575	340	535	590	120	460	910	100	15,4
КСІ-1-2-2								
595	360	535	590	120	460	910	100	15,4
КСІ-1-2-3								
615	380	535	590	120	460	910	100	15,4

**Крісла колісні
з подвійним ручним керуванням
від задніх коліс**

КК.2

Підгрупа АБ2.1



Виробник:
ТОВ «Танта Плюс»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-1-5-2А
(модель Flaer 19)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

605	380	520	595	124	443	792	100	11,4

**Активні крісла колісні з розширеними функціями
підвищеної надійності (AP1)**

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

AP1.1

- знімні підніжки (регулюються за кутом нахилу опори стопи),
- знімні підлокітники, регулюються за висотою,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу по вертикалі та по горизонталі,
- матеріал рами - сталь

AP1.2

- фіксовані підніжки (регулюються за висотою та кутом нахилу опори стопи),
- знімні підлокітники, регулюються по горизонталі,
- спинка - відкидна, регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база),
- матеріал рами - сталь

AP1.3

- фіксовані або знімні підніжки (регулюються за висотою та кутом нахилу опори стопи),
- знімні підлокітники, регулюються по висоті,
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база) або регулюється за кутом нахилу та по висоті,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох гомілок або стегна та гомілки, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори стопи з регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної спинки
- Збережена або компенсаторно розвинена функція верхніх кінцівок

**КРИСЛА КОЛІСНІ
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС**

КК.2

**Активні крісла колісні з розширеними функціями
підвищеної надійності (AP1)**

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа АР1.1



Виробник:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

КК.2-4-1-5-5-2-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д (28 см)

КК.2-4-1-5-5-3-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д (30, 32 см)

КК.2-5-1-5-5-4-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д (34 см)

КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д (36 см)
(модель 124)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається та регулюється за висотою
 Система опори тіла - регулюється за висотою та по горизонталі, регулюється кут нахилу
 Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

500	280	300 320	600	125	386-410	920	50	14,5
520	300	300 360	600	125	386-410	920	50	15,0
540	320	300 360	600	125	386-410	920	50	15,0
560	340	340 380	600	125	386-410	920	50	15,5
580	340	340 380	600	125	386-410	920	50	15,5
600	360	360 380	600	125	386-410	920	75	15,5

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа AP1.1



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-5-5-4-2-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д (26,5; 28,5 см)

КК.2-5-5-5-4-3-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д (30,5 см) (модель 120)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
 Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
 Розбірне.
 Сидіння регулюється за висотою та по горизонталі, регулюється кут нахилу
 Підлокітники похилі
 Підніжка - регулюється за висотою, регулюється опора стопи
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - регулюється за висотою та кутом нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

590	265	320	570	150	390	1060	50	14,5
610	285	320	570	150	390	1060	50	14,5
630	305	320	570	150	390	1060	50	14,5

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа AP1.2



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (36 см)
(модель Стимул)

КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (39 см)
(модель Стимул-01)

КК.2-5-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (42 см)
(модель Стимул-02)

КК.2-5-2-8-4-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (36 см)
(модель Стимул-1)

КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (39 см)
(модель Стимул-1-01)

КК.2-6-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (42 см)
(модель Стимул-1-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне.

Сидіння фіксоване

Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі

Підніжка - регулюється за висотою

Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)

Спинка - відкидна, регулюється за кутом нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки

Подушка на сидіння

Суцільна підставка під гомілки

Запобіжний пояс

Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

Стимул								
610	360	400	611	120	470	815	100	14,0
Стимул-01								
640	390	440	611	120	470	815	100	14,4
Стимул-02								
670	420	420	611	120	470	815	100	15,7
Стимул-1								
610	360	400	611	120	450	1030	100	16,0
Стимул-1-01								
640	390	420	611	120	450	1030	100	16,1
Стимул-1-02								
670	420	420	611	120	450	1030	100	16,3

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа АР1.3



Виробник:
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-4-4-5-10-2-3-1.5.6.9.17-7-5-3А (34 см)
(модель КСІ-1-2-1А «Іскра»)

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-2-3-1.5.6.9.17-7-5-3А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2А «Іскра»,
модель КСІ-1-2-3А «Іскра»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

575	340	410	590	120	480	875	100 (kg)	16,5
595	360	410	590	120	480	875	100	16,5
615	380	410	590	120	480	875	100	16,5

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа АР1.3



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-4-1-5-5-3-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (32 см)
 КК.2-5-1-5-5-4-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (34 см)
 КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (36 см)
 КК.2-5-1-5-5-5-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (38 см)
 КК.2-5-1-5-5-6-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (40 см)
 КК.2-5-1-5-5-7-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (43 см)
 КК.2-6-1-5-5-8-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (46 см)
 КК.2-6-1-5-5-9-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (48 см)
 (модель 245)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається та регулюється за висотою
 Система опори тіла - регулюється за висотою, регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
 Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

530	320	460	610	150	430-515	850	75	15,0
550	340	460	610	150	430-515	850	75	15,0
570	360	490	610	150	430-515	850	75	15,0
590	380	490	610	150	430-515	850	100	17,0
610	400	520	610	150	430-515	850	100	17,0
640	430	520	610	150	430-515	850	100	17,0
670	460	550	610	150	430-515	850	100	17,0
690	480	550	610	150	430-515	850	100	17,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ