

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

КЛР2.1

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки, суцільна підставка під гомілки, задники-тримачі

КЛР2.2

- знімні підніжки (регулюється кут нахилу),
- знімні підлокітники (регулюються по горизонталі),
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - регулюється кут нахилу,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, подушки на сидіння та спинку, складані підставки під гомілки (регулюються по глибині), робоче гальмо

КЛР2.3

- знімні підніжки (регулюється кут нахилу),
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - регулюється кут нахилу (сидіння, підніжка та спинка регулюються одночасно до вертикального положення),
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - запобіжний пояс та пульт керування сервоприводом

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:

- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невігідних положеннях у сукупностями з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально невігідному положенні

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

За умови самостійного користування:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Контрактури або анкілоз у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Тетраплегія та тетрапарез
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально не вигідних положеннях у сукупності з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально не вигідному положенні

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку що унеможливають сидіння.

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа КЛР2.1



Виробник:
«Sunrise Medical», Іспанія

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-2-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (35 см)
- КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (38 см)
- КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (41 см)
- КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (44 см)
- КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (47 см)
- КК.2-0-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (50 см)
(модель Breezy 250R)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

| 560 | 350 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|-----|------|
| 590 | 380 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |
| 620 | 410 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |
| 650 | 440 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |
| 680 | 470 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |
| 710 | 500 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 995-1320 | 100 | 20,5 |

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа КАР2.1



Виробник:
«Sunrise Medical», Іспанія

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (35,5 см)
 КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (38,5 см)
 КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (41,5 см)
 КК.2-5-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (44,5 см)
 КК.2-6-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (47,5 см)
 КК.2-0-2-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (50,5 см)
 (модель Breezy 300R)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі, відкидаються
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
 Суцільна підставка під гомілки
 Задники-тримачі

Технічні характеристики

| 560 | 355 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|-----|------|
| 590 | 385 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |
| 620 | 415 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |
| 650 | 445 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |
| 680 | 475 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |
| 710 | 505 | 420 | 610 | 195 | 390-450 | 990-1300 | 100 | 17,5 |

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа КАР2.2

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:
КК.2-6-5-5-4-8-7-3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-2.5.6.10.11.17.18-1-5-6 (44,5 см)
(модель 235)



Виробник:
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
 Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
 Розбірне
 Сидіння - регулюється кут нахилу та регулюється по горизонталі
 Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
 Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота та кут нахилу. Має відкидну складану опору стопи, яка регулюється за кутом нахилу
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
 Подушка на сидіння
 Подушка на спинку
 Складові підставки під гомілки
 Підставка під гомілки, яка регулюється по глибині
 Протиперекидний пристрій
 Робоче гальмо

Технічні характеристики

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|------|
| | | | | | | | | |
| 700 | 445 | 415 | 600 | 200 | 490 | 1580 | 125 (kg) | 33,0 |

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа КАР2.3



Виробник:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-9-8-4-4-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (34 см)

КК.2-5-9-8-4-5-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (38 см)

КК.2-5-9-8-4-7-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (44 см)
(модель 250)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються сервоприводом
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне

Сидіння - регулюється кут нахилу

Підлокітники короткі, відкидаються (обертаються або піднімаються)

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу

Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється сидіння, підніжка і спинка одночасно до вертикального положення

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Запобіжний пояс

Технічні характеристики

| 610 | 340 | 450 | 600 | 180 | 450 | 958 | 100 | 36,2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 650 | 380 | 450 | 600 | 180 | 450 | 958 | 100 | 36,2 |
| 710 | 440 | 450 | 600 | 180 | 450 | 958 | 100 | 36,2 |